


ПОДГОТОВКА ПРОБ В ЛАБОРАТОРИЯХ
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СУШКА ДРОБЛЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ



ДРОБИЛЬНО-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ



щековая дробилка JC5000




щековая дробилка JC3000



щековая дробилка JC2000



щековая дробилка JC1250



валковая дробилка RC3000



валковая дробилка RC2000

степень сокращения	крупное дробление				
	щековая дробилка	щековая дробилка	щековая дробилка	щековая дробилка	конусная дробилка
тип оборудования	JC5000	JC3000	JC2000	JC1000	W300-3
исходная крупность материала	<250 мм	<170 мм	<110 мм	<85 мм	<50 мм
максимальный размер продукта	75 мм	50 мм	35 мм	25 мм	12 мм
минимальный размер продукта	30 мм	25 мм	6 мм	6 мм	3 мм
загрузка	непрерывная	непрерывная	непрерывная	непрерывная	непрерывная
разовый загрузочный объем	-	-	-	-	-
производительность	15 000 кг/час	3 000 кг/час	500 кг/час	250 кг/час	3,5-10,0 т/ч
точки пылеудаления	0	2	2	1	0
скорость потока пылеудаления	-	972 м³/час	612 м³/час	540 м³/час	-
параметры электропитания	22,0 кВт / 3 фазы	7,5 кВт / 3 фазы	4,0 кВт / 3 фазы	2,2 кВт / 3 фазы	9,2 кВт / 3 фазы
потребность в сжатом воздухе	нет	нет	нет	нет	нет



щековая дробилка JC1000



конусная дробилка W300-3



щековая дробилка JC2501



кольцевая мельница LM5



кольцевая мельница LM2



размольные гарнитуры

среднее дробление		мелкое дробление		измельчение		
а	щековая дробилка	щековая дробилка	валковая дробилка	валковая дробилка	кольцевая мельница	кольцевая мельница
	JC1250	JC2501	RC3000	RC2000	LM5	LM2
	<80 мм	<110 мм	<40 мм	<30 мм	<20 мм	<20 мм
	15 мм	15 мм	коэффициент измельчения 4:1		-	-
	85% ≤2 мм	85% ≤2 мм	1 мм	1 мм	95% ≤75 мкм	95% ≤75 мкм
ная	непрерывная	непрерывная	непрерывная	непрерывная	периодическая	периодическая
	-	-	-	-	1,00 - 3,50 кг	0,04 - 1,60 кг
час	140 кг/час	180 кг/час	зависит от установленного зазора		3,50 кг за ≤8 мин	1,60 кг за ≤3 мин
	1	1	2	2	1	0
	540 м³/час	540 м³/час	864 м³/час	612 м³/час	1224 м³/час	-
разы	7,5 кВт / 3 фазы	7,5 кВт / 3 фазы	2 x 4,0 кВт / 3 фазы	2 x 4,0 кВт / 3 фазы	2 x 4,0 кВт / 3 фазы	2,2 кВт / 3 фазы
	нет	нет	нет	нет	да	да


ПОДГОТОВКА ПРОБ В ЛАБОРАТОРИЯХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СУШКА



сушильные шкафы

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ



пресс фильтры

ДЕЛЕНИЕ



вращающиеся делители

СИТОВЫЙ АНАЛИЗ



сита и грохоты